



## BASIS MF 2.0

### Medizinische Fragebögen App


Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Software. Mit **BASIS MF 2.0** stellen wir Ihnen eine App zur Verfügung, mit der Sie Fragebögen aus Ihrem BASIS 5 oder 6 digital auf einem iPad bereitstellen können. Die App ist nur in Verbindung mit BASIS nutzbar. Ein von Ihnen betreuter Beschäftigter kann so im Vorfeld einer Untersuchung – z.B. im Wartezimmer – eine Einverständniserklärung oder einen Anamnesefragebogen beantworten.

Die Antworten und Unterschriften werden nach dem Ausfüllen direkt an die Patientenakte gesendet und stehen Ihnen dort zur Verfügung. Das erspart Zeit und Papier.

#### TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Damit Sie die App nutzen können, sind mehrere Voraussetzungen zu schaffen. Zunächst muss Ihr BASIS dafür freigeschaltet und eingerichtet werden (BASIS 5 ab Version ab 5.4.41, BASIS 6 uneingeschränkt).

Die App ist ausschließlich unter dem iOS Betriebssystem Version  $\geq 12.4$  lauffähig und im Apple App Store verfügbar.



<https://apps.apple.com/de/app/basis-mf-2/id1538469538>

oder Suchbegriff: BASIS MF 2

Nach dem Herunterladen auf ein von Ihnen bereitgestelltes iPad (iPad 5/iPad mini 2/alle Air&Pro) ist das Gerät in Ihrem BASIS anzumelden. Das iPad muss über ein W-LAN mit Ihrem BASIS korrespondieren können, d.h. beide Geräte müssen zur Datenübertragung in beide Richtungen im gleichen Netzwerk sein.

#### DATENSCHUTZ

Alle zwischen Ihrem BASIS und der App übertragenen Daten werden verschlüsselt. Die Verwendung der App erfolgt über eine in BASIS generierte temporäre MF-ID, die dem Beschäftigten übermittelt wird. Hiermit öffnet der Beschäftigte die App und meldet sich an.

#### ABWICKLUNG | BEZAHLUNG

BASIS MF 2.0 ist eine lizenzierungspflichtige Erweiterung Ihres BASIS. Für die Lizenz und die Einrichtung eines iPad's in Ihrer BASIS Instanz entstehen einmalige Kosten.

Sofern Sie einen Servicevertrag für Ihr BASIS abgeschlossen haben, entstehen laufende Kosten pro Kalenderjahr für diese Erweiterung.

## FUNKTIONEN

<b>Fragebögen</b>	Fragebögen werden in BASIS erstellt. Diese können zur Nutzung in BASIS MF freigeschaltet werden. Es können Pflichtfragen und Fragen mit Vorgabewert (z.B. Angaben zur Person) gestellt werden. Ebenso sind digitale Unterschriften möglich, die in Form eines Bildes in der BASIS Datenbank gespeichert werden.
<b>Statistik</b>	Durch die strukturierte Erfassung der Antworten und den digitalen Transfer an die BASIS Datenbank ist es möglich, anschließend in BASIS statistische Auswertungen zu den Antworten durchzuführen.

Für weitere Informationen und Rückfragen besuchen Sie gern unsere Website <https://www.medisoft.de> oder kontaktieren unseren Vertrieb.

 +49 40 8888007-0

 [info@medisoft.de](mailto:info@medisoft.de)

 [www.medisoft.de](http://www.medisoft.de)