

# 03

## Medisoft Newsletter

Quartal 3, 2020

### Inhalt

## RUND UM BASIS

BASIS Quicktest

Neu in BASIS

FAQ – Häufige Anwenderthemen

## ALLGEMEINE NEWS

Seminare



# Liebe Kunden und Freunde von Medisoft,

in den letzten Wochen hat sich bei uns einiges getan. Nach dem coronabedingten „Slowdown“ können wir mehr und mehr zum Normalbetrieb zurückkehren und unser Tagesgeschäft wieder aufnehmen. Die ersten Außer-Haus-Termine und kleinere Geschäftsreisen haben schon wieder stattgefunden und auch in der Entwicklung hat sich einiges getan:

Wir haben BASIS Quicktest auf den Markt gebracht, ein neues Modul in der BASIS Familie, zur Erfassung und Dokumentation von Einzel- und Massentests auf Covid-19. Der Clou ist die enorme Geschwindigkeit und Effizienz der Technologie: Pro Test können alle notwendigen Daten eines Probanden innerhalb von Sekunden erfasst werden.

In den letzten Wochen wurde die Lösung bereits vielfach bei unterschiedlichen Kunden jeglicher Größenordnung eingesetzt und auch in den Prozess involvierte Institutionen wie die Gesundheitsämter arbeiten mit BASIS und rufen Laborergebnisse daraus ab.

Neben dieser Neuentwicklung haben wir natürlich unser Kerngeschäft nicht vernachlässigt: Die stetige Weiterentwicklung der aktuellen Version sowie die intensive Arbeit an der nächsten BASIS Version sorgen dafür, dass Sie immer

auf dem neuesten Stand bleiben und heute wie auch künftig stets mit dem – zumindest unserer Meinung nach – besten und umfangreichsten Programm auf dem Markt ausgestattet sind.

Trotzdem kommt dem neuen Modul BASIS Quicktest insofern eine besondere Bedeutung zu, als dass es entscheidend dazu beiträgt, coronabedingte Umsatzausfälle zu kompensieren. So haben wir es geschafft, ohne Kurzarbeit oder Entlassungen durch diese Zeit zu kommen. An dieser Stelle möchte ich kurz inne halten und allen Kunden und Mitarbeitern meinen Dank für den Zusammenhalt unter diesen besonderen Umständen aussprechen.

Herzlichst

Ihr



Jan Helmke, Geschäftsführer

## Inhalt

---

### RUND UM BASIS

BASIS Quicktest

Neu in BASIS

FAQ – Häufige Anwenderthemen

### ALLGEMEINES

Seminare

# Rund um BASIS


## BASIS Quicktest

Seit Mitte Juli ist unser jüngstes BASIS Familienmitglied **BASIS Quicktest** bei Kunden im Einsatz. Über 50.000 SARS-CoV2-Tests konnten damit bereits erfolgreich durchgeführt werden und etliche werden noch folgen.

### Wie funktioniert BASIS Quicktest?

Der Prozess ist denkbar einfach, papierlos und dauert pro Test nur wenige Sekunden. Über einen Scanner werden die Daten der Probanden in BASIS eingelezen. Dafür können Personal- sowie Mitarbeiterausweise mit und ohne Chip und elektronische Gesundheitskarten benutzt werden.

Im zweiten Schritt wird der Barcode des Laborteströhrchens gescannt und in BASIS übertragen. BASIS erstellt den passenden Laborauftrag und übermittelt diesen automatisch an das Labor. Auf demselben Weg werden die Ergebnisse an BASIS übertragen. Weitere Schnittstellen in der Software kommunizieren mit dem Auftraggeber der Tests sowie den Gesundheitsämtern.



Bei den Übertragungen der Informationen halten wir selbstverständlich **höchste Datenschutzstandards** (ISO27001) ein und auch die Schnittstellen entsprechen den **maximalen Sicherheitsanforderungen** (VPN, Verschlüsselung, Passwort).

BASIS Quicktest ist online und offline nutzbar, verfügt über Report- und Abrechnungsmöglichkeiten und bietet direkten Covid-19 Schutz vor Ort, denn das System warnt über Einsicht in die Testhistorie des Probanden vor bereits positiv getesteten Personen.



Testen vor Ort mit BASIS Quicktest

Vor den Testcentern ergeben sich, aufgrund der hohen Anzahl der durchzuführenden Tests, trotz allem oft lange Schlangen. Um die Wartezeit effizient zu gestalten, haben wir **Plakate** entwickelt, die einen **QR-Code** enthalten. Diesen können die wartenden Probanden mit dem Smartphone einscannen und gelangen dann auf eine Webseite, auf der sie ihre persönlichen Daten eingeben. Daraufhin erhalten sie einen weiteren QR-Code, den sie am Counter nur noch vorzeigen müssen und die Daten liegen den durchführenden Fachkräften sofort vor.



Aufsteller mit QR-Code

Und nun das Tüpfelchen auf dem i: Um Ihnen mit BASIS Quicktest eine **Komplettlösung aus einer Hand** anbieten zu können, haben Sie auch die Möglichkeit, die benötigte **Hardware** über uns zu beziehen.

Wir haben für Sie den sogenannten **Corona-Koffer** zusammengestellt. In diesem Koffer ist alles enthalten was sie brauchen, um unabhängig von bereitgestelltem Strom und Internetzugang die Tests durchführen zu können.



Der Corona-Koffer in Aktion

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie möchten nun mehr erfahren, wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb, an Frau Stave:

stave@medisoft.de  
Tel.: +49 40 8888007-0

## Neu in BASIS

### Neue Webkalenderfunktionen

Im lizenzpflichtigen Modul **BASIS Webkalender** gibt es eine neue Erweiterung: Das **Anlegen von Freieinträgen in Webkalendern des BASIS Kalenders**.

Im BASIS Kalender hat man zusätzlich zu den Benutzerkalendern auch Zugriff auf die aktivierten und ausgewählten Webkalender. Darin können nun ebenso wie in den Benutzerkalendern ganztägige Freieinträge sowohl als **Einzeltermine** als auch als **Serientermine** angelegt werden.

Ganztagstermine werden im oberen Bereich eines Kalenders dargestellt. Serientermine werden mit einem zusätzlichen Symbol ausgewiesen und können so leicht von Einzelterminen unterschieden werden.

### Audiometer: PRIMUS ICE 350

Es gibt ein neues Audiometer von [AUDITDATA](#), das PRIMUS ICE 350, das in BASIS angebunden werden kann.



Datenimport

In der Datenimportfunktion wurden zwei Erweiterungen vorgenommen. Einerseits kann nun als Quelle auch ein SFTP-Server benannt werden, andererseits ist es möglich, Daten regelbasiert zu importieren. Neu ist, dass dabei mehrere Regeln gleichzeitig definiert werden können.

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Neue Importregel' (New Import Rule) configuration window. Both windows have a checked 'Aktiv' (Active) checkbox in the top right corner.

**Left Screenshot (selektives Ersetzen):**

- Radio Button:**  selektives Ersetzen
- Zielfeld:** Dropdown menu showing 'Geschlecht'.
- Alter Wert:** Text input field containing 'Weiblich'.
- Neuer Wert:** Text input field containing 'W'.
- Formel anwenden:**  Formel anwenden (disabled)
- Spalte Nr.:** Text input field containing '0'.
- Bedingung:** Empty text input field.
- Radio Buttons:**  Feldkopie,  Import-Bedingung
- Daten von Spalte:** Text input field containing '0'.
- Daten nach Feld:** Dropdown menu showing 'ABetrieb\_ID'.
- Optionen:** Two dropdown menus: 'ersetzen..' and 'keine Spezifikation..'.
- Import-Bedingung:**  Import-Bedingung (disabled)
- Spalte Nr.:** Text input field containing '0'.
- Bedingung:** Empty text input field.

**Right Screenshot (Import-Bedingung):**

- Radio Button:**  selektives Ersetzen (disabled)
- Zielfeld:** Dropdown menu showing 'ABetrieb\_ID'.
- Alter Wert:** Empty text input field.
- Neuer Wert:** Empty text input field.
- Formel anwenden:**  Formel anwenden (disabled)
- Spalte Nr.:** Text input field containing '20'.
- Bedingung:** Text input field containing '#\*'.
- Radio Buttons:**  Feldkopie,  Import-Bedingung
- Daten von Spalte:** Text input field containing '0'.
- Daten nach Feld:** Dropdown menu showing 'ABetrieb\_ID'.
- Optionen:** Two dropdown menus: 'ersetzen..' and 'keine Spezifikation..'.
- Import-Bedingung:**  Import-Bedingung
- Spalte Nr.:** Text input field containing '20'.
- Bedingung:** Text input field containing '#\*'.

# FAQ – Häufige Anwenderfragen

## Impfstamm/-stoff in BASIS anlegen – Wie geht das?

1. Öffnen Sie das Menü **Datei | Voreinstellungen | Impfungen**.
2. Legen Sie mit dem **[+]** unter der Liste der Impfstämme einen neuen **Impfstamm** an.
3. Markieren Sie den neuen Impfstamm in der Liste und setzen Sie rechts die gewünschte Spalte für die Anzeige. Sie können sich zuvor noch eine neue Spalte über das **[+]** neben der Liste anlegen. Bitte beachten Sie, dass wir zurzeit maximal 30 Spalten unterstützen.

**Impfstamm**

- Diphtherie
- FSME
- Gelbfieber
- Grippe
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Herpes Zoster
- Jap. Encephalitis
- Krätze
- Masern
- Meningokokken
- Mumps
- Pertussis
- Pneumokokken
- Poliomyelitis
- Röteln
- Testimpfstamm**
- Tetanus
- Thyphus
- Tollwut
- Tuberkulose
- Varizellen

**Impfstoffe für Testimpfstamm**

Kürzel	Std.-Wert

**Kontrollwerte für Testimpfstamm**

Code	Kürzel	Einheit	Min	Max

**Abzurechnende Leistungen**

Code	Kürzel	Std.-Wert

**Spaltenkonfiguration**

Der markierte Impfstamm wird in der Spalte **28** angezeigt.

Spalte	Überschrift	Untertitel
19	Tuberkulose	Tubergentes!
20	Tollwut	
21	Jap. Encephalitis	
22	Pneumokokken	
23	FSME	
24	Gelbfieber	
25	Cholera	
26	Krätze	
27	Herpes Zoster	
<b>28</b>	<b>Testimpfstamm</b>	
99	Sonstige	


**Weitere Einstellungen**

- Pop-Up
- Überwachung
- Im Kurzstatus aufführen

**Löschfrist in Jahren**

✓ Der neue Impfstamm „Testimpfstamm“ ist angelegt.

4. Öffnen Sie anschließend das Menü **Datenpflege | Impfstoffe** und legen Sie über **[Neu]** in der blauen Buttonleiste einen neuen **Impfstoff**, z. B. „Teststoff“ an.



5. Geben Sie unter **Stammdaten** ein **Kürzel** ein und setzen Sie den Haken für „Testimpfstamm“, um die Impfung in BASIS verwenden zu können. Alle weiteren Informationen sind keine Pflichtangaben. Auf Wunsch können Sie die Chargennummer vermerken. Im Standard ist das Optionsfeld **dynamisch** für die Charge aktiviert.



**Und wie pflegt man einen Impfpass in BASIS ein?**

Der Impfpass wird nicht inhaltlich importiert, sondern lediglich die bildliche Darstellung der eingescannten Seiten. Um den Prozess korrekt durchführen zu können, müssen Sie zuvor Einstellungen über das Menü **Datei | Voreinstellungen | Externe Geräte | Scanner** vornehmen.

- ✓ Unter **Verzeichnis zur Überwachung auf Bilder** muss ein Pfad angegeben werden. Wählen Sie hier das Verzeichnis, in das Ihre Scanner-Software die gescannten Dateien ablegt (bei den meisten Scanner-Programmen kann dieses Verzeichnis frei ausgewählt werden).
- ✓ Bei **Überwachungsintervall** muss ein Sekundenwert angegeben werden (ca. 10 Sekunden).
- ✓ Zum Abschluss müssen Sie mit **Änderungen übernehmen** Ihre Einstellungen speichern.

**Handlungsanweisung:**

1. PDF-Dateien/Bilddateien des Impfpasses erstellen und in den BASIS Scan-Ordner kopieren.
2. BASIS öffnet den Scanimport. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scan ist Impfpass** und ziehen Sie die **Impfpassdatei** per Drag & Drop auf den Beschäftigten.

The screenshot shows the 'Scanimport' window in BASIS. On the left, a scanned vaccination certificate is visible. The certificate is titled 'Bescheinigung über Schutzimpfungen mit einfachen oder kombinierten Injektionsimpfstoffen gegen:' and contains a table of vaccination records. The table has columns for 'Datum', 'Diphtherie', 'Tetanus (Wundstarrkr.)', 'Pertussis (Keuchhusten)', 'Polio (Salk)', 'Masern (Spaltimpfst.)', and 'Unterschrift und Stempel des Arztes'. Three rows of data are visible, with dates 7.2.80, 6.3.80, and 3.4.80, and 'X' marks in the columns for Diphtherie, Tetanus, and Pertussis. The signature 'Dr. A. ...' is visible in the last column.

On the right, the 'Scanimport' window is open. The 'Bilder im Scan-Verzeichnis' list shows 'Muster Impfpass.jpg'. Below this, there are checkboxes for 'Bild löschen nicht bestätigen' and 'Bild nach Zuordnung nicht löschen'. The 'Beschäftigte' list is visible, and the checkbox 'Scan ist Impfpass' is checked and highlighted with a red box. Other options include 'inkl. OPL-Eintrag' and 'Beschäftigten-Foto'.

3. Vergeben Sie unter **Stichwort** einen Namen und **[Speichern]** Sie Ihre Eingaben.

Bilder im Scan-Verzeichnis Aktualisieren

Bild löschen nicht bestätigen  
 Bild nach Zuordnung nicht löschen

Beschäftigte Firmen Beratungen Begehungen Ext. Adressen

**Ausgewählter Beschäftigter**  
 Anatoli Anna 15.02.1972  
**Personalnr.** 10045120  
**Tätigkeit** Office  
**E.-Betrieb** Medi / Medi - Nord

Neuer Karteieintrag Abbrechen Speichern

Datum 11.06.2020 Uhrzeit 13:14 Gruppe IP

**Stichwort**  
 Impfpass

Eintrag

Wiedervorlage  
 Datum 00.00.0000  
 Heute +1T +1W +1M +1J Löschen  
 Benutzer Designer  
 Bemerkung

Bilder  
 Muster Impfpass.jpg

4. Impfpass in der Karteikarte

Anatoli, Anna 15.02.1972 | 48 Jahre | PIN: 10045120 | Office | Medi / Medi - Nord

Arbeitsweise Risiko WV 00.00.0000 Mark. Neuer Termin

Karteikarte - 11.06.2020 - Impfpass

Einträge filtern Anhang  Ganze Breite

11.06.2020 Impfpass  
 Muster Impfpass.jpg

18.05.2020 G 16.0 EU / Eigene...  
 21.04.2020 Termin vom 21.04....

31.03.2020 Alte entspert  
 31.03.2020 Alte gesperrt  
 10.03.2020 Alte entspert  
 10.03.2020 Alte gesperrt

Becheinigung über Schutzimpfungen mit einfachen oder kombinierten Injektionsimpfstoffen gegen:  
 Certificat de vaccinations avec des vaccins simples ou combinés (par piqûres) contre:

Datum	Diph-therie	Tetanus (Wund-stärke.)	Pertussis (Keuch-husten)	Polio (Salk)	Masern (Spalt-Impfst.)	Unterschrift und Stempel des Arztes
7.2	X	X	X			Stroh
80	X	X	X			Stroh
63	X	X	X			
80	X	X	X			
3.4	X	X	X			Dr. Kinderärztliche (Göttingen) Untere...

5. Impfpass in der Impfanamnese

Anatoli, Anna 15.02.1972 | 48 Jahre | P/N: 10045120 | Office | Medi / Medi - Nord

Arbeitsinweise  WV: 00.00.0000 Neuer Termin   
 Risiko  Mark:

**Impfanamnese**


	Erkrankung / Immunität	Grundimmunisierung			Impfstoff	Booster		Impfpass liegt vor <input checked="" type="checkbox"/> Ja  <input type="checkbox"/> Nein
		1	2	3		Wann	Ja	
Hepatitis A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<b>Beurteilung</b>     <b>Bemerkungen</b>
Hepatitis B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Tetanus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Diphtherie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Poliomyelitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Pertussis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Masern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Mumps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Röteln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Varizellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Meningokokken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Pneumokokken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
FSME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Typhus abdom.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Tollwut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Gelbfieber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Cholera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Grippe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Jap. Encephalitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

Bild für Eintrag:

Bescheinigung über Schutzimpfungen mit einfachen oder kombinierten Injektionsimpfstoffen gegen:  
 Certificate of vaccinations with simple or combined vaccines (injections) against:  
 Certificat de vaccinations avec des vaccins simples ou combinés (par piqûres) contre:

Datum	Diphtherie	Tetanus (Wundstarrkr.)	Pertussis (Keuchhusten)	Polio (Salk)	Masern (Spaltimpfst.)	Unterschrift und Stempel des Arztes
7.2.80	X	X	X			<i>Strobel</i>
6.3.80	X	X	X			<i>Strobel</i>
3.4.80	X	X	X			<i>Dr. K. Strobel</i>

➤ Mit einem Klick auf das kreisförmige Symbol neben dem Kontrollkästchen **Ja** öffnen Sie das Dokument.

✓ Der Import des Impfpasses ist abgeschlossen.

# ALLGEMEINES

## Seminare



Bitte beachten Sie, dass bis zum Jahresende aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie keine weiteren Inhouse Seminare bei uns geplant sind. Im neuen Jahr geht es dann hoffentlich wieder los. Über die Termine werden wir Sie selbstverständlich per Newsletter und auf unserer Webseite [www.medisoft.de/service/trainings/](http://www.medisoft.de/service/trainings/) sowie im KIP rechtzeitig informieren.

Sollten Sie Interesse an **Online Trainings** oder **Seminaren bei Ihnen vor Ort** haben, wenden Sie sich gern an unsere Office Managerin **Frau Dohrmann**:

**dohrmann@medisoft.de**

**Tel.: +49 40 8888007-0**

(Mo.-Fr. von 09:00 bis 14:00 Uhr)

---

info@medisoft.de

+49 40 8888007-0

[www.medisoft.de](http://www.medisoft.de)

