

01

Medisoft Newsletter

Quartal 1, 2023

RUND UM BASIS

Webformulare: Digitales Unfallmanagement

Neu in BASIS

FAQ – Häufige Anwenderfragen

ALLGEMEINE NEWS

Wir begrüßen neue Kollegen

Heiße Jobtag in Hamburg

TERMINE

Seminare

Messen



Liebe Kunden und Freunde von Medisoft,

das erste Quartal 2023 liegt bereits hinter uns und die Pandemie scheint überwunden. Diese hatte in den letzten Monaten sicher auch für Sie einige Herausforderungen parat. Nun kehren wir endlich zurück zur neuen Normalität.

Ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Ausgabe unseres Newsletters in diesem Jahr. Wir waren fleißig in den ersten drei Monaten und haben die neue Webapplikation QuickBEM auf den Markt gebracht. Wir berichteten darüber bereits im letzten Newsletter. Nach diversen Präsentationen des Tools freuen wir uns über die ersten positiven Rückmeldungen.

Daneben haben wir Ordnung in die Landschaft der BASIS Module gebracht und führen mit den Webformularen eine neue Modulgruppe ein. Das erste Mitglied dieser Gruppe wird ab Seite 03 beschrieben.

In BASIS selbst haben wir wieder einige Erweiterungen vorgenommen. Eine der Änderungen betrifft die Richtlinie zum Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) und zur Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) sowie die damit verbundene Anpassung der Bescheinigung. Alle Neuerungen sowie ausgewählte FAQ stellen wir Ihnen ebenfalls im Abschnitt Rund um BASIS vor.

Auch personell hat sich einiges getan. So konnten wir trotz eines weiterhin angespannten IT-Personalmarktes zwei neue Kollegen gewinnen, die unser Support-Team bereichern. Die Anwender-Betreuung ist eines unserer Aushängeschilder und wird dadurch weiter gestärkt. Auf Seite 14 stellen sich die beiden neuen Teammitglieder vor. Für Medisoft eine Premiere ist dabei, dass die neue Kollegin in Süddeutschland beheimatet ist und überwiegend aus dem Homeoffice agieren wird - auch das gehört zur neuen Normalität.

Doch genug der Vorrede, wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2023 und vor allen Dingen auf eine weiterhin vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Newsletters.

Herzlichst, Ihr



Jan Helmke, Geschäftsführer

Inhalt

RUND UM BASIS

Webformulare:
Digitales Unfallmanagement

Neu in BASIS

FAQ – Häufige Anwenderfragen

ALLGEMEINES

Wir begrüßen neue Kollegen

Heise Jobtag in Hamburg

TERMINE

Seminare

Messen

Rund um BASIS

MODUL WEBFORMULARE

Neben den bereits eingeführten Webanwendungen QuickImpf und Quick-BEM (wir berichteten darüber im Newsletter Q4/2022), die autark agieren und mit eigener Datenbank und eigenem Mandanten- und Rechtemanagement ausgestattet sind, führen wir in unserem Produktportfolio modulare Erweiterungen zu unserem Kernprodukt BASIS. Das neueste Modul trägt den Namen **Webformulare** und ist über eine Schnittstelle verbunden.

Anders als bei den Webanwendungen der Quick-Serie benötigt man für die Benutzung der Webformulare zwingend einen BASIS Server. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass man sich vor der Verwendung eines Webformulars nicht authentifizieren muss, also auch Dritte die Eingaben vornehmen können. Aus BASIS selbst werden keine sensiblen Daten geliefert.

Der Wunsch nach einer einfachen Erfassung von Daten über diverse Geräte außerhalb von BASIS wird bei uns immer häufiger angefragt. Was klein anging, hat sich mittlerweile zu einem „Baukasten“ entwickelt, der in Zukunft stetig und bedarfsorientiert erweitert werden soll. Den Anfang macht die Dokumentation von Unfällen jeglicher Art.

Digitales Unfallmanagement

Bereits in der Newsletter Ausgabe Q3/2021 hatten wir über das damals verfügbare **Webverbandbuch** berichtet. Hieraus ist mittlerweile eine Gruppe von Webformularen entstanden, die neben der browserbasierten Erfassung von Verbandbucheinträgen auch die Dokumentation von **Wege-** und **Arbeitsunfällen** sowie von **Stichverletzungen** erlaubt.



Mit dieser weitaus umfangreicheren Plattform können verschiedene Anforderungen bedient werden. Sie entscheiden darüber, welche Komponenten für Sie Relevanz besitzen und binden diese in Ihre Arbeitsabläufe ein.

Bei der Erfassung der Daten können ein- oder mehrstufige Prozesse definiert werden. In einem mehrstufigen Prozess werden beispielsweise nach der Unfallaufnahme noch Stellungnahmen durch weitere Personen angefordert. Dazu erhalten diese eine E-Mail-Benachrichtigung, die zu einem weiteren Webformular führt. Auch die darin erfassten Daten werden wieder an BASIS gesendet. Somit befindet sich die gesamte Dokumentation zentral an einer Stelle und es können hier statistische


Auswertungen oder z.B. auch Unfallmeldungen erstellt werden. Wir konfigurieren das Gesamtsystem mit Ihnen gemeinsam, so dass dieses optimal Ihre Prozesse unterstützt.

Bei Interesse oder weitergehenden Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb unter **Tel.: +49 40 8888007-0** oder per Mail an

Julia Stave:
stave@medisoft.de

Melanie Dohrmann:
dohrmann@medisoft.de

Mehrstufiger Prozess - bidirektional




NEU IN BASIS


In BASIS wurden wieder Verbesserungen und Erweiterungen integriert, von denen hier einige beschrieben werden.

Ärztliche Überwachung exponierter Personen durch ermächtigte Ärzte nach Strahlenschutzrecht (BMUV1556/001-2020.0001)

Die neue Richtlinie zum Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) und zur Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) wurde in BASIS ab der Version 5.4.40 umgesetzt.



Für entsprechend verknüpfte Untersuchungsprofile wurde das Formular **Strahlenschutz SSV/Anamnese** aktualisiert. Neu ist der obere Teil:



Karteikarte | Fließtext

Der Fließtext wurde um Ambulanzeinträge erweitert.

Filtern ..
Sortieren ..

▼ **Debra Middleton Katell Tillman ***
Aktiv: Ja

28.02.2023 Ambulanz	
Uhrzeit	10:07
Dauer	10 min.
Behandelt von	Designer
Grund des Besuchs	Ohne Bezug
Anamnese	Keine ernsten Krankheiten an: Herz, Lunge, Leber, Magen-Darm-Trakt, Nieren, Schilddrüse Nervensystem, Psyche, Haut, Augen Keine Stoffwechselstörung, kein Diabetes mell., keine Allergien Keine Unfälle mit bleibenden Folgen Keine schweren Infektionskrankheiten Derzeit beschwerdefrei Nikotin: nein. Alkohol: gelegentlich Medikamente: keine Sport:

27.02.2023 Kartei		Termin
Autor	Entwickler von BASIS	
Stichwort	Termin vom 27.02.2023 13:30:00	
Eintrag	Terminstatus: Angelegt Details: 27.02.2023 / 13:30:00 Benutzer: Designer Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 12:40	

Kalender | Beschäftigtensuche

Sofern ein Firmenfilter in der Übersicht Beschäftigte eingestellt ist und im BASIS Kalender ein neuer Termin angelegt werden soll, erscheint dort zunächst eine Auswahlliste mit allen Beschäftigten.

Auch bei der Suche wird die Liste nicht mehr auf die Beschäftigten begrenzt, die dem Firmenfilter entsprechen.

Beschäftigten auswählen

Identifikation	Personal-Nr.	Betrieb
AA 01.02.2000		Firma B
AAA B 16.12.1966	1234	
Abdulkadir Ahmed 31.12.1994		Bona
Aboussiba Nicole 08.02.1976	514	Maresch GmbH
Abreu da Cunha Peter 03.05.1975	515	Maresch GmbH
Achner Mette Svanevik 11.07.1982	516	
Adam Hugo 12.09.2000		Eisen
Adams Jessica 26.10.1984	517	
Adler Thomas 02.12.1969		
Adomat Daniela 23.08.1977	519	Maresch GmbH
Affeld Natalie 15.04.1978	5110	
Aganovic Carol 02.07.1964	5111	Schiller
Ahl Heinz 27.10.1964	5112	Test GmbH
Ahlburg Rainer 30.01.1972	5113	
Akbas Mathias 18.12.1971	5114	Selbstzahler Privat
Alberts Mathias 09.01.1978	5115	Test AG
Alberts Miguel 28.01.1982	5116	

Suchen Inkl. passiver Beschäftigter

Abbrechen

Neu

Sucheditor

Optionen

OK

Kalender | Export

Beim Export von Terminen aus der blaue Buttonleiste des Kalenders heraus nach Excel werden die Daten stets nach Datum und Uhrzeit aufsteigend sortiert.

Kalender-Export

Benutzer
Minkowitsch

Zeitraum
28.02.2020 - 28.03.2023

Format
 iCal (.ics) Excel-Liste

Abbrechen OK

Excel-Interface (Ribbon: Datei, Start, Einfügen, Seitenlayout, Formeln, Daten, Überprüfen, Ansicht, Automatisieren, Hilfe)

Formelzeile: =Beginn

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Beginn	Ende	Betreff	Benutzer	Ort	Stichwort	Eintrag	Beschäftigter: V	Nachname	Geburtsdatum
2	22.04.2021 14:00	22.04.2021 14:15	12.12.1979 Meeting /	Minkowitsch			Bananas Südfrüchte /			12.12.1979
3	05.08.2021 12:00	05.08.2021 12:30	Stichwort 00.00.0000	Minkowitsch			Stichwort 00.00.0000 /	Stichwort		01.01.2005
4	22.12.2022 14:00	22.12.2022 14:15	Bundeswehr / Firma Arzt 15 min /	Minkowitsch	Wildeshausen	Beratungen	Proband wurde ausführlich beraten zu allen Aufgaben der Entenhygiene			
5	22.12.2022 14:00	22.12.2022 14:30	Stichwort 01.01.2005	Minkowitsch			Stichwort 01.01.2005 /	Stichwort		01.01.2005
6	09.02.2023 10:30	09.02.2023 10:45	Musterperson Maxi 02.02.1972	Minkowitsch			Bana Republik GmbH /	Maxi	Musterperson	02.02.1972

Buchhaltung

Bei Beschäftigten mit Untersuchungen, die für einen anderen Betrieb angelegt wurden oder bei Beschäftigten, die zwei Patientenakten mit verschiedenen Arbeitgebern haben, ließen sich diese in der Liste nicht auseinanderhalten. Es wurde daher die Übersicht im Reiter:

Alle Leistungen um die Spalte **Betrieb** erweitert. Die Information stammt aus den erbrachten Leistungen.

Startseite		Buchhaltung								
Erbrachte Leistungen bearbeiten (2455 von 2494 Einträgen gesamt)										
Rechnungen		Leistungsnachweise		Alle Leistungen		Alle Leistungen II				
Datum	Empfänger	Betrieb	Leistung	Wert	Punkte	Faktor	Status	Kostenträger	Art d. Abrechnung	
20.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979	Support	LKW-Führerschein	200,00	0	2	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979	Altona	Ergometrie	25,94	445	1,8	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979	Altona	Ausführlicher Befundbericht	7,58	130	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979	Altona	Ausführlicher Befundbericht	7,58	130	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979	Altona	Erörterung Krankheitsauswirkung	17,49	300	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979	Altona	Ges.-Unters. zur Früherkennung	25,65	440	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979	Altona	Untersuchung des Organsystems	5,83	100	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	HBSAK_S	13,99	0	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	HCVOBT	23,32	0	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	HBCAK	19,00	0	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	HAVAKJ	13,99	0	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Urinteststreifen	2,91	50	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Tonschwellenaudiom. min 5 Freq	3,50	60	1,8	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Farbsinnpr. mit Pigmentprobe	3,56	61	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Quant. abgest. Profilverimetrie	14,46	248	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Untersuchung auf Heterophorie	5,30	91	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	subj. Ref.-Best. sphärische Gl.	3,44	59	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Ausführlicher Befundbericht	7,58	130	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Ges.-Unters. zur Früherkennung	25,65	440	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Gamma-GT	0,23	40	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Glukose	4,08	70	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Perimetrie - statisch	14,46	248	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
20.02.2023	Test Niels 11.11.2002	ARGE Unterlagen	Drogenschnelltest Mahsan-Kombi/ ...	22,80	0	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
10.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979	Support	TestNR	65,00	0	2	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
10.02.2023	Rudolph Niels 10.12.1979		NRTTest	0,00	0	1	Offen	! unbek. Kostentr...	! unbek. Abrech.-...	
25.01.2023	Lenz Michael 00.00.0000	Abgleichbugtestfirma	Ausführlicher Befundbericht	7,58	130	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
25.01.2023	Lenz Michael 00.00.0000	Abgleichbugtestfirma	Blutentnahme (Vene)	2,33	40	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
25.01.2023	Lenz Michael 00.00.0000	Abgleichbugtestfirma	Ges.-Unters. zur Früherkennung	25,65	440	1,3	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
25.01.2023	Lenz Michael 00.00.0000	Abgleichbugtestfirma	Urinteststreifen	2,91	50	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
25.01.2023	Lenz Michael 00.00.0000	Abgleichbugtestfirma	Blutbild / Hämoglobin	3,50	60	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
25.01.2023	Lenz Michael 00.00.0000	Abgleichbugtestfirma	Zus. Differenzierung Leukozyten	1,17	20	1,15	Offen	Abrech.-Betrieb	Rechnung	
25.01.2023	Lenz Michael 00.00.0000	Abgleichbugtestfirma	G 26.3	56,00	0	1	Offen	Privatrechnung	Rechnung	

FAQ – HÄUFIGE ANWENDERFRAGEN

KONTROLLANSICHT

Mit der Kontrollansicht können Sie sich schnell einen Überblick darüber verschaffen,


- wie viele Stunden bei einem Kunden pro Jahr geplant sind (Plan-Stunden),
- wie viele Stunden davon im aktuellen Jahr bereits geleistet wurden (Ist-Stunden),
- und wie viele Stunden noch offen sind (Rest-Stunden).

Um die Kontrollansicht aufrufen zu können, benötigen Sie folgende Berechtigungen:

- Zugriff auf die Firmenstruktur
- Zugriff auf Kontrollen/Kontrollansicht

Ein Benutzer mit den benötigten Rechten öffnet die Kontrollansicht im geöffneten Tab der Firmenstruktur über das **Menü | Kontrollen | Kontrollansicht**.

Sollte die Funktion für Sie ausgegraut sein, fehlen Ihnen die nötigen Rechte.



Für die Verwendung der Kontrollansicht ist es weiterhin nötig, Angaben im **Reiter Abrechnung** zu machen.

1. Aktivieren Sie die Checkbox **Arbeitszeitstatistik** und tragen Sie das aktuelle Jahr ein. Möglicherweise müssen Sie dafür zunächst das aktuelle Jahr über die blaue Buttonleiste **Aktionen | +Jahr(ArbMed)** hinzufügen.
2. Ebenso müssen Sie eine Angabe in der Tabelle in der Spalte **Planstd.** vornehmen.

The screenshot shows the 'Abrechnung' (Billing) tab in a software application. The 'Arbeitszeitstatistik' (Working Time Statistics) checkbox is checked. Below it, there are two tables: one for 'Statistik für Arbeitsmedizin' and one for 'Statistik für SiFa'. The 'Arbeitszeitstatistik' table has columns for 'Jahr', 'Einsatzstd.', '% Büro Korrektur (+/-)', '€/Std.', '% USt.-pfl...', 'Planstd.', and 'betr.spez.'. The data for 2023 shows 0 Einsatzstd., 0% Büro Korrektur, 0 €/Std., 0% USt.-pfl., 15 Planstd., and 0 betr.spez. The data for 2022 shows 0 Einsatzstd., 0% Büro Korrektur, 0 €/Std., 0% USt.-pfl., 0 Planstd., and 0 betr.spez. The 'SiFa' table has columns for 'Jahr', 'Einsatzstd.', '% Büro Korrektur (+/-)', '€/Std.', '% USt.-pfl...', 'Planstd.', and 'ASIG'. The data for 2022 shows 0 Einsatzstd., 0% Büro Korrektur, 0 €/Std., 0% USt.-pfl., 0 Planstd., and 0 ASIG. A legend at the bottom explains the color coding: red for 'Auswirkungen auf das Ergebnis der Rechnung', blue for 'Auswirkungen auf den Text der Rechnung', green for 'Keine Auswirkungen. Nur zur Dokumentation', and pink for 'Auswirkungen auf die Statistik'.

3. In der **Kontrollansicht** wählen Sie aus der Dropdownliste für die Benutzer **Alle Mitarbeiter** aus und klicken im Anschluss auf **[Neu berechnen]**.

Firma	Soll-Std. BA	Ist-Std. BA	Rest-Std. BA	Status
Änderungs-Atelier...	5	4	1	Aktiv
Benjamins Brötch...	5	10	-5	Aktiv
Birke Galabau	80	15	65	Aktiv
FeelSafe Security	12	0	12	Aktiv

✓ In unserem Beispiel hat der Betriebsarzt für die oberste Firma 5 Stunden pro Jahr geplant und bereits 4 geleistet, es verbleibt folglich noch eine Stunde. Ist eine Firma grün markiert, so hat der Betriebsarzt bereits mehr Stunden geleistet als geplant waren.

BASIS ermittelt die Ist-Stunden anhand der erfassten Leistungsnachweise. Die Rest-Stunden ergeben sich aus der Differenz der Plan-Stunden abzüglich der Ist-Stunden.

Die Kontrollansicht lässt sich über die blaue Buttonleiste nach Excel exportieren.

ALLGEMEINES

WIR BEGRÜSSEN NEUE KOLLEGEN



Cafer Demir

Hallo, mein Name ist Cafer Demir, aufgewachsen an der Nordseeküste und seit Januar 2023 neues Mitglied des Support-Teams. Vielleicht haben wir uns auf diesem Wege bereits gesprochen und falls nicht, bin ich gespannt darauf Sie kennenzulernen.

In das Unternehmen bringe ich meine Begeisterung für Technik und komplexe Zusammenhänge und freue mich darauf, diese Kombination nun bei meinen zukünftigen Aufgaben produktiv einbringen zu können.



Sandra Schäfer

Hallo, nach knapp 35 Jahren als Medizinische Fachangestellte und viele Jahre davon als begeisterte BASIS Anwenderin in der Arbeitsmedizin wollte ich mir nun nochmal „frischen Wind um die Nase wehen lassen“ und habe sozusagen die Seiten gewechselt.

Hier im Team von Medisoft bin ich so herzlich empfangen worden, dass ich mich vom ersten Tag an sehr wohl fühle und mich auf meine Arbeit im Support freue.

Nebenberuflich gehe ich noch meiner Herzensangelegenheit, der Naturheilkunde für Tiere nach. In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinem Hund in der Natur unterwegs.



MEDISOFT AUF DEM HEISE-JOBTAG

Medisoft ist weiterhin auf der Suche nach engagierten neuen Mitarbeitern/innen für unser Team, insbesondere in den Abteilungen **Entwicklung und Anwender-Support**. Außerdem schaffen wir einen neuen Arbeitsbereich in der technischen Beratung (Pre-Sales-Consulting), um unsere Serviceleistungen stetig zu verbessern und unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen, schon bevor BASIS bei Ihnen zum Einsatz kommt.

Aus diesem Grund haben wir am **2. März 2023** am **heise JOBS IT Tag in Hamburg** teilgenommen. Im ehemaligen Hauptzollamt in der schönen Speicherstadt durften wir uns als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Zu unserer Freude sind wir auf reges Interesse an dem Unternehmen Medisoft und an unseren Produkten gestoßen.

Nun hoffen wir darauf, dass aus Interesse auch die eine oder andere Bewerbung wird und wir neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, die die Zukunft unserer Produkte und der Unternehmensentwicklung mitgestalten.

Termine

Seminare

Im kommenden Quartal sind keine Inhouse Seminare geplant. **Online Trainings** können Sie jederzeit inhaltlich und zeitlich mit uns abstimmen.

Bitte verfolgen Sie auch die Seminarangebote auf unserer Webseite:
www.medisoft.de

Sobald wir neue Inhouse Seminare terminiert haben, werden wir sie dort bekannt geben.



Messen

04.-07.10.2023

Deutscher Betriebsärzte Kongress 2023

Konzerthaus Freiburg

Konrad-Adenauer-Platz 1

79098 Freiburg im Breisgau

Bei Interesse oder weitergehenden Fragen wenden Sie sich gern an Frau **Melanie Dohrmann**:

dohrmann@medisoft.de

Tel.: +49 40 8888007-0

(Mo.-Fr. von 09:00 bis 14:00 Uhr)

info@medisoft.de

+49 40 8888007-0

www.medisoft.de

